

Madratsite kasutusjuhend

MATERASSO Slovakia, s.r.o.

Oravské Veselé 612, 02962 IČO: 36405116 DIČ: 2020129969 IČ DPH: SK2020129969

Müüja Eestis: Sohva OÜ — www.uusuni.ee / www.sohvamoobel.ee

Madratsite ja meditsiiniseadmete kasutusjuhend

Lugupeetud klient,

Täname meie toote ostmise eest. Meil on hea meel, et valisite meie madratsi – toote, mis vastab kõrgetele kvaliteedi- ja mugavusnõuetele. Usume, et see tagab teile pika ja tervisliku une ning tõelise puhkuse. Soovitame põhjalikult tutvuda kaasasoleva kasutus- ja hooldusjuhendiga, et saada madratsist maksimaalset kasu ja pikendada selle eluiga.

Samuti palume teil hoida alles ostutšekk koos madratsi tootesildiga, millel on QR-kood. Need dokumendid on garantiinõuete korrektseks menetlemiseks hädavajalikud. Soovime teile rahulikke öid, kvaliteetset und ja palju meeldivaid hetki oma uuel madratsil. Palun pange tähele, et pikendatud garantii saamiseks tuleb toode registreerida tootja portaalis: <http://materasso-support.sk/> 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast.

1. Kasutusotstarve ja -tingimused

Madrats on mõeldud eranditult unele ja puhkusele kodu- või meditsiinilises keskkonnas. Punktis 11 loetletud madratsimudelid on saanud meditsiiniseadme staatuse ning vastavad lamatiste ennetamiseks ja ravi toetamiseks mõeldud meditsiiniseadmete nõuetele.

2. Ladustamis- ja kliimatingimused

Madratsit tuleb kasutada keskkonnas, kus temperatuur on 10–27 °C ja suhteline õhuniiskus kuni 70%. Vaakumpakendatud või rullitud madratsid tuleb lahti pakkida hiljemalt 3 kuu jooksul alates ostmisest, vastasel juhul võib tekkida püsiv deformatsioon. Pärast lahtipakkimist saavutab madrats oma lõpliku kuju 24 tunni jooksul.

3. Paigaldamine ja õige asetus

Madrats tuleb asetada vähemalt 18 liistuga voodipõhjale (lattpõhjale), et tagada nõuetekohane ventilatsioon ja kehatugi ning vältida deformatsiooni. Liistude vahekaugus ei tohi ületada 5–6 cm. Raam peab olema toetatud kogu pikkuses. Madratsi asetamine otse põrandale või kõvale, mitteläbilaskvale pinnale ei ole lubatud – tekib niiskuse kogunemise ja hallituse tekke oht.

Vedrumadratsite puhul soovitame kasutada fikseeritud (mittereguleeritavat) lattpõhja. Vahtmadratsid tuleb asetada lattpõhjale; sobivad ka reguleeritavad põhjad (käsitsi või elektrilised).

4. Kasutamine ja tavapärased omadused

Alguses võib madrats tunduda liiga kõva või liiga pehme. Keha kohaneb aga järk-järgult uue tootega ning selle omadusi hinnatakse tavaliselt täielikult alles pärast umbes 30-päevast kasutamist.

5. Käsitsemine ja ohutus

Soovitame madratsi käsitsemiseks ja kandmiseks kahte inimest. Ärge tõmmake ega lükake madratsit üle põranda ja ärge tõstke seda nurkadest. Ärge asetage seda püstasendisse – ümberkukkumise oht. Enne madratsi voodisse asetamist kontrollige soovitatud kasutuspoolt. Mõnel mudelil on kummalgi poolel erinev kõvadusaste, mida tähistatakse kui Soft (pehmem pool) või Hard (kõvem pool).

6. Madratsituuma hooldus

Soovitame madratsit iga 6 kuu järel pöörata. Ühepoolseid mudeleid tuleb pöörata pea-jalad suunas ning regulaarselt tuulutada. Kui madratsituum saab märjaks, tuleb see põhjalikult kuivatada. Ärge kasutage tuuma puhastamiseks auru- ega pesuimurit.

7. Katte hooldus

Eemaldatava kattega madratsite puhul soovitame puhastada ja hooldada neid vastavalt kattesildil olevatele sümbolitele. Pesemisel järgige soovitatud temperatuure ja protseduure, vastasel juhul võib kate kokku tõmbuda kuni 5%. Pärast pesemist venitage kate enne tagasi panemist põhjalikult sirgeks.

Vahtmaterjaliga vateeritud katteid tohib pesta ainult temperatuuril kuni 30 °C ja kuivatada ilma tsentrifuugimata. Ärge kasutage valgendit. Kuivatage madratsikate vertikaalasendis.

8. Toote kaitse

Kasutatud materjalide tõttu võib madrats kasutamise ajal tekitada helisid. Madratsi servale hüppamine või pikaajaline istumine võib kahjustada vedrusid või deformeerida täidist. Hügieeni ja kaitse suurendamiseks soovitame kasutada topperit (madratsikaitset/pealiskivvoodit).

Madratsit tuleb kaitsta vedelike, üle 50 °C temperatuuride ja lahtise tule eest. Pärast lahtipakkimist võib madratsil olla kasutatud materjalidest tulenev iseloomulik lõhn, eriti esimestel kasutuspäevadel. See lõhn ei ole tervisele ohtlik ja kaob järk-järgult.

Madratsi mõõtmed võivad nimiväärtustest erineda kuni 1%. Kasutamise käigus võivad tekkida püsivad süvendid kuni 15% madratsi kõrgusest – see on loomulik nähtus ega ole reklamatsiooni aluseks.

Vahtmaterjalist või lateksist tuumaga madratsite puhul võib täidis olla nõutud mõõtmete saavutamiseks kokku liimitud; tootja garanteerib, et see ei muuda mugavustsoone ega vähenda kasutuskvaliteeti.

9. Pakendamine ja ringlussevõtt

Ärge astuge kaitsekiledele ega tõmmake neid pea üle – kukkumise või lämbumise oht. Hoidke pakendi silt alles toote identifitseerimiseks reklamatsiooni korral. Kasutatud materjalid on ringlussevõetavad. Järgige oma piirkonna jäätmete sortimise reegleid.

10. Kasutaja kohustused

Kasutaja on kohustatud enne esmakordset kasutamist käesoleva juhendiga tutvuma. Järgige kõiki tootja juhiseid toote ohutuks ja korrektseks kasutamiseks. Kõikidest tõsistest intsidentidest tuleb teatada tootjale või vastavale ELi ametiasutusele. Kasutage toodet ainult selle sihtotstarbel.

11. Tootja andmed

MATERASSO Slovakia, s.r.o. Oravské Veselé 612, Slovakkia KMKR: SK2020129969

Loetletud tooted on meditsiiniseadmed ja vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745 nõuetele:

(Spinal duo, Lugano Top, Bergamo, Amalfi, Camilca comfort, Back stretch, Thermo silver, Viscostar, Green Coral, Swiss dream, Natur biogreen, Premier biospring, Klasik, Magnifico, Magnifico polargel, Natura, Swiss Exclusive, Momaco Dream, San Marino, San Reno, Oxygen Motion, Aqua sleep, Mediteran night, Visco Wind, Craft, Body Line, Visco Siesta, Viscogreen Lux, Viscogreen, Termopur Comfort, Sultan Termopur, Maggioge, Toscana, Da Vinci Duo Side, Hybrid Herbal, Hybrid Antracit, Airy Hybrid Gel, Airy Hybrid Visco, Hybrid Mind, Premier bio-ex luxus, Komodor bio-ex, Primator bio-ex royal, Admiral bio-ex exclusive)

Viimase uuenduse kuupäev: 1. märts 2026